



Wundnahtstreifen

- steril verpackt
- atmungsaktiv
- individuell zuschneidbar
- Anwendung: Wechsel alle 24 Stunden, bis die Wunde verheilt ist

Warnhinweise:

Nicht direkt auf offene Wunden oder Verbrennungen anwenden

Bei Bekannten Unverträglichkeiten, Entzündungen oder Infektionen auf der Haut, konsultieren Sie bitte einen Arzt

Dieses Produkt ist steril, sofern die Verpackung nicht beschädigt oder geöffnet wurde

Nach der Anwendung nicht erneut benutzen

Anwendungsbeispiele:

- für den akuten Wundverschluss von kleinen Schnittverletzungen
- können das Infektionsrisiko reduzieren



Wundnahtstreifen

Produkt	Ausführung	Maße	Farbe	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Wundnahtstreifen		6,4 x 102 mm	weiß	10 Stück	99111	6499111