

## Augenspül-Station

**Sofort-Hilfe für die Augen - professionell und hochwirksam**

- komplettes Set für Wandmontage: Kunststoffhalterung, separate Anleitungstafel, Schrauben zur Befestigung
- Station ist nachfüllbar
- inkl. 500 ml Augenspülung: sterile Augenspül-Flasche mit Kochsalz-Lösung (NatriumChlorid)
- sehr verträglich, körperneutral
- Spülzeit: 1 Flasche = 5 Minuten (je nach Schwere der Verletzung werden 15 Minuten empfohlen)
- manipulationssicherer Verschluss
- mit ergonomischem Spülkopf für einen sanften und gezielten Strahl auf das Auge
- erfüllt die DIN 15454 für Augenspülflaschen

**Hinweis:** Augenspülungen sind Einwegprodukte, angebrochene Flaschen sind zu entsorgen, da diese nicht mehr steril sind

- für den Markt: D / A / L

### Anwendungsbeispiele:

- zum Ausspülen von Verunreinigungen im Auge (Staub, Schmutz, Holz- und Metallsplinter etc.)
- auch für Säuren oder Laugen verwendbar



Augenspül-Station

Produkt	Inhalt	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Augenspül-Station	500 ml Flasche	Set	50011	6495065
Zubehör: Augenspülung	500 ml		50010	6495064