



## Salvequick Pflasterspender "X-Ray Detectable" mit blauen detektierbaren Pflastern

Die Salvequick blauen, detektierbaren Pflaster können mit Röntgen- und Metalldetektoren erkannt werden

- Pflaster werden nach unten herausgezogen
- somit wird vermieden, dass die restlichen Pflaster durch Schmutz oder Blut verunreinigt werden
- hygienische Abdeckung hält alle Pflaster sauber und macht auf einen Blick sichtbar, wann nachgefüllt werden muss
- Pflaster-Nachfüllpackungen sind im Spender arretiert, um Schwund zu vermeiden
- jedes Pflaster ist steril verpackt
- blaue, detektierbare Pflaster - besonders für die Lebensmittelbranche:
- blaue Farbe macht die Pflaster leichter sichtbar
- werden von den meisten Metalldetektoren erkannt
- **Inhalt:** 2 x 30 blaue, detektierbare Pflaster (je Pack 18 Stück 72 x 19 mm, 12 Stück 72 x 25 mm), 1 Nachfüllschlüssel

### • Zubehör Nachfüllpackung:

- Bestell-Nr. 8910091: blaue, detektierbare Pflaster, 18 Stück 72 x 19 mm und 12 Stück 72 x 25 mm, VE: 6 Nachfüllpackungen

### Anwendungsbeispiele:

- ideal für die Lebensmittelindustrie, z.B. Küchen, Lebensmittelverarbeitung

### für wen geeignet:

- für Restaurants
- Betriebs- oder Schulkantinen
- Betriebe mit Lebensmittelherstellung



Pflasterspender "X-Ray Detectable"



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Ausführung	Maße	Farbe	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Salvequick Pflasterspender "X-Ray Detectable"	nachfüllbar	(B)230 x (T)55 x (H)120 mm	grün		510003295	8910090
Zubehör: X-Ray Detectable Pflaster, Nachfüllpackung	detektierbar	sortiert	blau	6 x 30 Stück	510003320	8910091